

1. 端口号: 5050
2. 呼叫方式: http://xxx.xxx.xxx.xxx:5050/ADV-pneu
3. API 名称: ADV-pneu
4. 命令类型

1) request (json)

➢ imagename: 发送图像名称 (图像格式为.dcm 或者.png)

➢ config: 发送配置项 (默认, 暂留空)

➢ 注: 发送 request 之前需要将 dcm 文件放入/tmp/data/dicom/文件夹中。

2) response (json)

➢ imagename: 结果热力图名称

➢ signal

- 1: OK (检测到气胸)

- 0: NG (正常)

- -1: ERR1 (DICOM 图损坏)

- -2: ERR2 (Inference timeout)
5. 命令格式
- 表 1 request 命令格式
- |         | 参数       | 释义   | 示例   |
|---------|----------|------|--|
| request | img_name | 图像名称 | {<br>"dcm": "0001-PNEUMO2013021401.dcm"<br>} |
|         | config   | 配置项  |  |
- 表 2 response 命令格式
- |          | 参数          | 释义      | 示例   |
|----------|-------------|---------|--|
| response | result_name | 结果热力图名称 | {<br>"result_name": "0001-PNEUMO2013026501-vis.png",<br>"signal": "1"<br>} |
|          | signal      | 信号值     |  |